

דפיברילטור Defibtech - אביזרים

שילוט עפ"י חוק הצבת דפיברילטור



1. שלט הוראות הפעלה
2. שלט לעמדת הדפיברילטור
3. שלט הכוונה חץ ימין
4. שלט הכוונה חץ שמאל



תיק נשיאה (DAC-100)

This carrying case is designed to hold a Lifeline AED, extra sets of pads, an extra battery, and other accessories as needed. The case is made of ballistic nylon and has a carrying handle and a highly reflective safety strip.



ארון תליה על הקיר

This cabinet allows a Lifeline AED to be mounted on a wall to increase visibility and to protect the AED from theft or damage. A loud alarm will sound whenever the cabinet is opened.



מתקן לשליפה מהירה של דפיברילטור

This bracket is made of yellow metal and designed to be mounted to a wall for easy access. Dimensions: 9" x 9" x 6". Lettering is 1" high.

זוג פדים למבוגרים (DDP-100A)



This package contains one pair of adult defibrillation pads for use with the Lifeline AED. These pads are for adult use only (8 years or older). Pads should be stored connected to the AED. Extra pads can be stored in the available carrying case. Pad package has a two-year shelf life.

זוג פדים לילדים (DDP-200P)



This package contains one pair of child/infant defibrillation pads for use with the Lifeline AED. These pads should be used on patients less than 8 years old. Pads should be stored connected to the AED or in the available carrying case. Pad package has a two-year shelf life.

Use Child/Infant Electrode Pads only with software version 1.203 or later. For instructions on how to verify your software version please [click here](#).

סוללה חלופית - 5 שנים (DCF-200)



This replacement battery pack has a standby life (installed in the unit) of 5 years (including daily, weekly, monthly and quarterly self-tests), 125 defibrillation shocks, or 8 hours of continuous operating time.

Each battery pack comes with a new DAC-410 9-volt lithium battery.

סוללה חלופית - 7 שנים (DCF-210)



This replacement battery pack has a standby life (installed in the unit) of 7 years (including daily, weekly, monthly and quarterly self-tests), 300 defibrillation shocks, or 16 hours of continuous operating time.

Each battery pack comes with a new DAC-410 9-volt lithium battery.