

ערכת עזרה ראשונה לסירה דגם 1

מבוסס על תיק ע"ר בינוני של מד"א



אגד גזה חצי אלסטי 7 ס"מ



100% פוליאסטר, אגד מתמתח לחבישה וקיבוע קל. מתאים לחבישה על פצעים.

כמות: 10 יח'

כפפות ניטריל



כפפות ניטריל חד פעמיות. כחולות, גמישות.

כמות: 2 זוגות

חוסם עורקים סיליקון 6 ס"מ



חוסם עורקים עשוי סיליקון, משמש לחסימת עורקים במקרה של דימום רב. אורך 2 מ'

כמות: 1 יח'

פלסטר נגד מים איכותי



פלסטיות שקופות, עשויות מחומר פוליאטילן משופר, היפואלרגניות, נצמדות לגוף בקלות ועמידות למים

כמות: 80 יח'

מנשים מציל



מסכת כיס המשמשת להנשמת הפצוע, בעלת שסתום חד כיווני המונע כניסה של אוויר או הפרשות פנימה

כמות: 1 יח'

פולידין תמיסה 20 מ"ל



מיועד לחיטוי פצעים וזיהומי עור הגרמים ע"י חיידקים ופטריות. משמש לטיפול בפצעים, שריטות וכוויות

כמות: 1 יח'

פולידין משחה 15 גרם



מיועד לחיטוי פצעים וזיהומי עור הגרמים ע"י חיידקים ופטריות. משמש לטיפול בפצעים, שריטות וכוויות.

כמות: 1 יח'

תרסיס כלודין 125 מ"ל



תרסיס כלורהקסידין טיפולי להרגעת העור במקרים של כוויות קלות או אדמומיות

כמות: 1 יח'

תחבושת שדה בינונית- בטן 20X20



התחבושת בעל שני שרוכי עבודה להנחה על האזור הפגוע מיועד לשימוש עבור דימומים נרחבים באזור החזה, הבטן ובירך

כמות: 1 יח'

פלסטר נייר 2.5 ס"מ +

דיספנסר



פלסטר נייר המשמש ככלי עזר לקיבוע תחבושות. מגיע עם מתקן ייעודי לחיתוך. אורך 9.1 מטר

כמות: 1 יח'

פד אלוהול



מסייע לניקוי וחיטוי עור ופצעים ספוג אלוהול בריכוז של 70%

כמות: 10 יח'

פינצטה פלסטיק



פינצטה רפואית מפלסטיק בעלת ראש שטוח להוצאת גוף זר

כמות: 1 יח'

מספרים מלע"כ 7.5 אינץ'



מספרים לחיתוך עם כפתור הנועד לספק בטיחות לגוף המטופל ולמנוע פציעה במקרה של נגיעה בגוף

כמות: 1 יח'

צמר גפן רפואי



10 גרם צמר גפן סטרילי, משמש לחיטוי פצעים, עצירת דימומים קלים ומריחת תכשירים ותרופות.

כמות: 2 יח'

פד זולין- תחבושת לכוויות 10X10 ס"מ



פד זולין סטרילי המיועד להנחה על פציעות פתוחות / כוויות למניעת הדבקות של התחבושת.

כמות: 1 יח'

משולש בד איכותי 100% כותנה + 2 סיכות ביטחון



משמש כאמצעי עזרה בחבישה וגם קיבוע לשברים ונקעים

כמות: 6 יח'

פד גזה סטרילי 7.5X7.5 ס"מ



משמש לחבישת פצעים ולהנחה על פצע פתוח עם או ללא חומר מחטא

כמות: 10 יח'

תחבושת אישית תקנית



תחבושת סטרילית המיועדת לשימוש כנגד דימומים, וחבישת פצעים. מגיעה עם שני שרוכי עבודה, צד אחד סטרילי להנחה על האזור הפגוע.

כמות: 4 יח'