

ערכת עזרה ראשונה תקן משרד התחבורה



אגד גזה חצי אלסטי 5 ס"מ



100% פוליאסטר, אגד מתמתח לחבישה וקיבוע קל. מתאים לחבישה על פצעים

כמות: 4 יח'

תחבושת אלסטית 8 ס"מ



תחבושת גמישה, עשויה מבד נושם, נועדה לקיבוע איברים, ויצירת לחץ מקומי. כוללת 2 תופסני הידוק

כמות: 1 יח'

אלכוהול 70% 100 מ"ל



אלכוהול לחיטוי וניקוי העור לפני טיפול רפואי או חבישה. מסייע בהפחתת חיידקים על פני העור

כמות: 1 יח'

פלסטר נגד מים איכותי



פלסטריים שקופות, עשויות מחומר פוליאטילן משופר, היפואלרגניות, נצמדות לגוף בקלות ועמידות למים

כמות: 20 יח'

תחבושת אישית תקנית



תחבושת סטרילית המיועדת לשימוש כנגד דימומים, וחבישת פצעים. מגיעה עם שני שרוכי עבודה, צד אחד סטרילי להנחה על האזור הפגוע.

כמות: 1 יח'

מספריים מלע"כ 5.5 אינץ'



מספרים לחיתוך עם כפתור הנועד לספק בטיחות לגוף המטופל ולמנוע פציעה במקרה של נגיעה בגוף

כמות: 1 יח'

פד גזה סטרילי 7.5X7.5 ס"מ



משמש לחבישת פצעים ולהנחה על פצע פתוח עם או ללא חומר מחטא

כמות: 5 יח'

משולש בד איכותי 100% כותנה+ 2 סיכות ביטחון



משמש כאמצעי עזרה בחבישה וגם קיבוע לשברים ונקעים

כמות: 1 יח'