

תרמיל גב חובש

תקן משרד החינוך חוזר מנכ"ל אוגוסט 2023



חוסם עורקים סיליקון 6 ס"מ



חוסם עורקים עשוי סיליקון, משמש לחסימת עורקים במקרה של דימום רב. אורך 2 מ'

כמות: 2 יח'

תחבושת שדה בינונית- בטן 20X20



התחבושת בעל שני שרוכי עבודה להנחה על האזור הפגוע מיועד לשימוש עבור דימומים נרחבים באזור החזה, הבטן ובירך

כמות: 1 יח'

תחבושת אישית



תחבושת סטרילית המיועדת לשימוש כנגד דימומים, וחבישת פצעים. מגיעה עם שני שרוכי עבודה, צד אחד סטרילי להנחה על האזור הפגוע.

כמות: 4 יח'

משולש בד איכותי 100% כותנה + 2 סיכות ביטחון



משמש כאמצעי עזרה בחבישה וגם קיבוע לשברים ונקעים

כמות: 8 יח'

פלסטר נגד מים איכותי



פלסטריט שקופות, עשויות מחומר פוליאטילן משופר, היפואלרגניות, נצמדות לגוף בקלות ועמידות למים

כמות: 200 יח'

פלסטר ניילון רוחב 2.5 ס"מ



פלסטר שקוף, דק ועמיד במים, המגן על הפצע מפני חדירת מים ולכלוך תוך שמירה על נוחות והיצמדות גבוהה לעור. אורך 3 מטר.

כמות: 3 יח'

אגד גזה חצי אלסטי 7 ס"מ



100% פוליאסטר, אגד מתמתח לחבישה וקיבוע קל. מתאים לחבישה על פצעים

כמות: 5 יח'

אגד גזה חצי אלסטי 5 ס"מ



100% פוליאסטר, אגד מתמתח לחבישה וקיבוע קל. מתאים לחבישה על פצעים

כמות: 5 יח'

פד גזה סטרילי 5X5 ס"מ



משמש לחבישת פצעים
ולהנחה על פצע פתוח
עם או ללא חומר מחטא

כמות: 10 יח'

פד גזה סטרילי 7.5X7.5 ס"מ



משמש לחבישת פצעים
ולהנחה על פצע פתוח
עם או ללא חומר מחטא

כמות: 10 יח'

מספריים מלע"כ 7.5 אינץ'



מספרים לחיתוך עם כפתור הנועד
לספק בטיחות לגוף המטופל
ולמנוע פציעה במקרה של נגיעה בגוף

כמות: 1 יח'

פולידין משחה 15 גרם



מיועד לחיטוי פצעים וזיהומי עור
הנגרמים ע"י חיידקים ופטריית.
משמש לטיפול בפצעים, שריונות וכוויות.

כמות: 1 יח'

פולידין תמיסה 20 מ"ל



מיועד לחיטוי פצעים וזיהומי עור
הנגרמים ע"י חיידקים ופטריית.
משמש לטיפול בפצעים, שריונות וכוויות

כמות: 1 יח'


סד לקיבוע



סד לקיבוע יד או רגל. מקבע את העצם כעזרה
ראשונה. מעניק תמיכה מלאה לאיבר הפגוע בזמן
שבר או נקע ומונע את תזוזתו.

כמות: 1 יח'

ססתום אשרמן



אטם חזה מאוורר המיועד לטיפול ראשוני בפציעות
חודרות לבית החזה, מסייע באיטום הפצע תוך מתן
אפשרות ליציאת אוויר, ובכך מסייע להפחית את
הסיכון להתפתחות חזה אוויר בלחץ.

כמות: 1 יח'

פד ברנשילד סטרילי לכוויות 10x10 ס"מ



מיועד למתן טיפול ראשוני בכוויות תרמיות, כוויות
מגזלים חמים וכוויות שמש. הפד מסייע בקירור אזור
הכוויה, בהפחתת הכאב ובהרגעת הרקמה הפגועה,
תוך הגנה על הפצע מפני זיהומים

כמות: 3 יח'

סביעור קרם 10 גרם



משחה אנטיספטית לעזרה ראשונה המשמשת לחיטוי
פצעים קלים, שריונות וכוויות שטחיות. נצמדת לעור,
פועלת כנגד חיידקים ומונעת זיהום באזור הפציעה.

כמות: 1 יח'

כפפות ניטריל




כפפות ניטריל חד פעמיות.

כחולות, גמישות.

כמות: 20 זוגות

מנתב אוויר מספר 3+4+5



משמשים לשמירה על נתיב אוויר פתוח במטופלים מחוסרי הכרה, באמצעות מניעת חסימת דרכי האוויר על ידי הלשון. עשוי מחומר רפואי איכותי

כמות: 1 יח'

שמיכת מילוט



עשויה מפוליאיתילן בציפוי אלומיניום איכותי, המסייע בשמירה על חום הגוף. ניתן גם להשתמש בשמיכה להגנה מפני קרינת שמש וחום – במקרה זה יש להפנות את הצד הכסוף כלפי חוץ כדי לסייע בהחזרת קרני השמש והרחקת החום מהגוף.

כמות: 1 יח'

מד סטורציה לאצבע



מד סטורציה לאצבע הוא מכשיר קומפקטי למדידה מהירה, מדויקת ולא פולשנית של ריווי החמצן בדם וקצב הדופק.

כמות: 1 יח'

מד לחץ דם+ סטטוסקופ



ערכה מקצועית למדידה ידנית ומדויקת של לחץ הדם, הכוללת מד לחץ דם וסטטוסקופ איכותי. מגיע בתיק נשיאה מהודר ומתאים לנסיעות

כמות: 1 יח'

צווארון מתכוונן



צווארון מתכוונן לקיבוע עמוד השדרה הצווארי, מאפשר התאמה למגוון מידות מטופלים, קל לשימוש, מתקפל לאחסון קומפקטי ומתאים לאחסון בתיק

כמות: 1 יח'

סקשן



סקשן ידני דמוי אקדח המופעל ע"י ידית שאיבה פשוטה וקלה לתפעול. הקנה של הסקשן מוכנס ללוע המטופל או לפתח אחר דרכו ניתן לבצע שאיבת נוזלים ובלחיצה פשוטה הנוזל נשאב ומתנקז לבקבוק פלסטיק קטן, המחובר לאקדח ונתיב האוויר נשאר פתוח.

כמות: 1 יח'

קטר צנתר לסקשן (אדום)



מיועד לשאיבת הפרשות ונוזלים מדרכי הנשימה כחלק משמירה על נתיב אוויר פתוח. גמיש, סטרילי, לשימוש חד-פעמי ומתאים לשימוש במרפאות, אמבולנסים, בתי חולים וערכות חירום.

כמות: 2 יח'

POCKET MASK - מסכת הנשמה רב פעמית



מסכה בקופסא קשיחה המיועדת להנשמה והחייאה. מכילה את הפה והאף יחד. הפתח של ההנשמה מורכב משסתום חד כיווני שמונע מהאוויר שפולט החולה מלהגיע לאדם שמבצע החייאה וכך מונע מחלות. למסיכת הכיס ניתן לחבר צינורית חמצן.

כמות: 1 יח'

תחבושת אלסטית 8 ס"מ



תחבושת גמישה, עשויה מבד נושם, נועדה לקיבוע איברים, ויצירת לחץ מקומי. כוללת 2 תופסני הידוק

כמות: 5 יח'

פנס ראש + סוללות



פנס ראש עוצמתי תאורה בהירה 100 לומנס כולל סוללות. 3 מצבי תאורה: רגיל, חזק, מהבהב

כמות: 1 יח'

ערכת עירוי 0.9% *מצריך מרשם רופא



ערכה המיועדת לשימוש בעת מתן עירוי

כמות: 4 יח'

גלוקוג'ל



ג'ל גלוקוז לספיגה מהירה, המיועד להעלאת רמות הסוכר בדם במצבי היפוגליקמיה (סוכר נמוך), בהתאם להנחיות רפואיות.

כמות: 1 יח'

מד חום דיגיטלי



מכשיר אלקטרוני למדידת חום הגוף

כמות: 2 יח'

תחבושת המוסטטית



תחבושת המוסטטית עם קאולין. מסייעת בהאצת תהליך קרישת הדם ובכך מסייעת לעצירת דימומים חמורים.

כמות: 5 יח'

אספירין

תרופה המשמשת לשיכוך כאבים, הורדת חום והפחתת דלקת.

כמות: 10 יח'

*הערות: חובש יביא מזרק אפיפן, רק בעקבות הודעה על מטייל הידוע כסובל מאלרגיה מסכנת חיים