

תרמיל עזרה ראשונה כלי טיס עד 10 מושבים



כפפות ניטריל



כפפות ניטריל חד פעמיות
כחולות, גמישות.

כמות: 2 זוגות

פד אלוהול



מסייע לניקוי וחיטוי עור ופצעים ספוג אלוהול
ברכוז של 70%

כמות: 20 יח'

פלסטר נגד מים איכותי



פלסטריות שקופות, עשויות מחומר פוליאטילן משופר,
היפואלרגניות, נצמדות לגוף בקלות ועמידות למים

כמות: 20 יח'

חוסם עורקים סיליקון 6 ס"מ



חוסם עורקים עשוי סיליקון, משמש לחסימת עורקים
במקרה של דימום רב. אורך 2 מטר

כמות: 1 יח'

מנשים מציל



מסכת כיס המשמשת להנשמת הפצוע, בעלת
ססתום חד כיווני המונע כניסה של אוויר או הפרשות
פנימה

כמות: 1 יח'

אגד גזה חצי אלסטי 7 ס"מ



100% פוליאסטר, אגד מתמתח לחבישה וקיבוע קל.
מתאים לחבישה על פצעים

כמות: 10 יח'

מספרים מלע"כ
5.5 אינץ'



מספרים לחיתוך עם כפתור הנועד
לספק בטיחות לגוף המטופל ולמנוע פציעה במקרה של
גניעה בגוף

כמות: 1 יח'

משולש בד איכותי
100% כותנה+
2 סיכות ביטחון



משמש כאמצעי עזרה בחבישה
וגם קיבוע לשברים ונקעים

כמות: 6 יח'

פד גזה סטרילי
7.5X7.5 ס"מ



משמש לחבישת פצעים
ולהנחה על פצע פתוח
עם או ללא חומר מחטא

כמות: 10 יח'

פלסטר נייר 2.5 ס"מ +
דיספנסר



פלסטר נייר המשמש ככלי עזר לקיבוע תחבושות.
מגיע עם מתקן ייעודי לחיתוך.
אורך 9.1 מטר

כמות: 1 יח'

תחבושת שדה בינונית- בטן
20X20



התחבושת בעל שני שרוכי עבודה להנחה על האזור
הפגוע מיועד לשימוש עבור דימומים נרחבים באזור
החזה, הבטן ובירך

כמות: 1 יח'

תחבושת אישית



תחבושת סטרילית המיועדת לשימוש
כנגד דימומים, וחבישת פצעים. מגיעה עם שני
שרוכי עבודה, צד אחד סטרילי להנחה על האזור
הפגוע.

כמות: 4 יח'