

תרמיל צד עזרה ראשונה לאוטובוס



תחבושת שדה בינונית- בטן 20X20



התחבושת בעל שני שרוכי עבודה להנחה על האזור הפגוע מיועד לשימוש עבור דימומים נרחבים באזור החזה, הבטן ובירך

כמות: 2 יח'

מספריים מלע"כ 7.5 אינץ'



מספרים לחיתוך עם כפתור הנעוד לספק בטיחות לגוף המטופל ולמנוע פציעה במקרה של נגיעה בגוף

כמות: 1 יח'

תחבושת אישית



תחבושת סטרילית המיועדת לשימוש כנגד דימומים, וחבישת פצעים. מגיעה עם שני שרוכי עבודה, צד אחד סטרילי להנחה על האזור הפגוע.

כמות: 8 יח'

פלסטר נגד מים איכותי



פלסטיות שקופות, עשויות מחומר פוליאיתילן משופר, היפואלרגני, נצמדות לגוף בקלות ועמידות למים

כמות: 20 יח'

פד גזה סטרילי 7.5X7.5 ס"מ



משמש לחבישת פצעים ולהנחה על פצע פתוח עם או ללא חומר מחטא

כמות: 10 יח'

משולש בד איכותי 100% כותנה+ 2 סיכות ביטחון



משמש כאמצעי עזרה בחבישה וגם קיבוע לשברים ונקעים

כמות: 10 יח'

פד זולין- תחבושת לכוויות 10X10 ס"מ



פד זולין סטרילי המיועד להנחה על פציעות פתוחות / כוויות למניעת הדבקות של התחבושת.

כמות: 2 יח'

חוסם עורקים סיליקון 6 ס"מ



חוסם עורקים עשוי סיליקון, משמש לחסימת עורקים במקרה של דימום רב. אורך 2 מטר

כמות: 1 יח'